




平面図




正面図



背面図



側面図



Miele


外形寸法図

歯科用洗浄機

型式:G7831

単位: mm

給水ホース詳細



型式	G7831	
設置方法	単独置き/ビルトイン兼用	
電源 (V, Hz)	単相200V/50-60Hz20A	
コンセント形状	■ 松下WN1932と同等品	
消費電力	湯沸ヒーター (W)	2.9kW
	洗浄モーター (W)	0.2kW
	総消費電力	3.1kW
	ヒューズ	20A
乾燥方法	余熱方式	
標準使用水量 (L)	27リットル (VarioTD7 [®] プログラムの場合)	
作動水圧 (MPa)	1.5kgf/cm ² ~10kgf/cm ²	
使用水温度範囲 (°C)	通常水温	
外形寸法 (m/m)	448(W) x 600(D) x 850(T)	
ビルトイン設置開口寸法 (m/m)	450(W) x 600(D) x 830(T)	
総重量	56kg	